



Policlinico di Monza

Istituto ad Alta Specializzazione

LABORATORIO ANALISI

851.01.07.09

Modalità di raccolta campioni biologici

Esecuzioni scotch test

In caso di ricerca di uova di ossiuri (*Enterobius vermicularis*) occorre effettuare scotch test:
Si ricorda che occorre:

- Raccogliere 3 vetrini (la raccolta va ripetuta per 3 gg consecutivi, 1 vetrino al gg)
- Eseguire la raccolta al momento del risveglio mattutino e prima di defecare e lavarsi
- Tagliare un pezzo di scotch trasparente più corto del vetrino
- Porre il nastro adesivo sulle pliche perianali e comprimere bene (con un abbassalingua o il manico di un cucchiaio) sulla pelle sottostante per circa 15-20 secondi
- Staccare il nastro adesivo e applicarlo ben steso sul vetrino
- Numerare e identificare i singoli vetrini
- Lavarsi bene le mani a prelievo ultimato: le uova possono essere infettanti
- Una volta collezionati tutti e 3 i vetrini, consegnarli in laboratorio
- Con l'impegnativa del medico è consigliabile ritirare il materiale necessario per la raccolta presso la Palazzina Villa dalle ore 8.00 alle ore 17.00.